



## Testtinten PINK und Teststifte PINK

lieferbar von 28 bis 60 mN/m

Bei den Testtinten PINK handelt es sich um Testflüssigkeiten definierter Oberflächenspannung, die pink eingefärbt sind. Sie wurden entwickelt, um ungiftige Testtinten anbieten zu können. Diese Testtinten PINK können als Ersatz für die Testtinten BLAU eingesetzt werden, da die Anwendung und Handhabung an die DIN 53364 bzw. ISO 8296 angelehnt ist. Die Testtinten PINK sind in Flaschen oder in Stift-Form lieferbar.



TESTINTEN seit 1976

### TESTSTIFTE

- sind von 28 bis 60 mN/m in 2-er Schritten verfügbar
- Genauigkeit +/- 1,0 mN/m
- einfache Handhabung
- kein Verschütten möglich
- erhältlich von 28 bis 60 mN/m in 4er, 6er und 8er Sätzen  
oder von 28 bis 60 mN/m als Einzelstifte

### TESTINTEN in Flaschen

- von 28 bis 60 mN/m in 1-er Schritten verfügbar
- Genauigkeit +/- 0,5 mN/m
- Ablesezeit von 28 bis 60 mN/m : 4 sec.
- erhältlich in 10, 100, 250 und 1000 ml Flaschen  
oder in Sätzen zu je 7 x 10 ml

arcotest GmbH  
Rotweg 25  
Postfach 1142  
D-71297 Mönstheim  
Geschäftsführer: Fritz P. Bloss

www.arcotest.info  
E-mail: info@arcotest.info  
Tel.: +49(0)7044 - 90 22 70  
Fax: +49(0)7044 - 90 22 69